

Systemvoraussetzungen

LabNet Profi – Alle Versionen

Hinweis:

Die Spezifikationen gelten nur für Einzelplatz Installationen oder Client PCs. Es handelt sich um Erfahrungswerte. Die Performanz ist jedoch auch abhängig von weiteren, auf dem PC laufenden Programmen. Bei Installation eines Servers wird empfohlen, die Dimensionierung je nach Installation mit dem Labtec Support abzustimmen.

Bezeichnung	Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Betriebssystem		
Einzelplatzversion oder Client / Server Installation	Alle aktuell von Microsoft® unterstützten Windows® oder Windows Server® Betriebssysteme	
Hardware:		
Prozessor	≥ 2,4 GHz mit Mehrkern-prozessor bzw. vergleichbar	min. Intel® Core i3-Prozessor der neuesten Generation oder vergleichbar
Arbeitsspeicher	≥ 4 GB RAM	≥ 8 GB RAM
benötigter Speicherplatz (Festplatte)	min. 20 GB freier SSD-Speicherplatz	
Monitor	ab 13"	ab 21"
Bildschirmauflösung	min. 1920 x 1080 (Full-HD)	
USB-Schnittstelle bzw. Serielle Schnittstelle ¹⁾	Eine USB / RS232 Schnittstelle	
Mikrofonanschluss ²⁾	ja	
Netzwerk-Anschluss	erforderlich bei Client-Server Betrieb	
Voraussetzung zum Anschluss erhältlichen Zubehörs		
Barcode-Scanner	jeweils eine USB-Schnittstelle	
Barcode Etiketten-Drucker		
RFID-Lesegerät		

1) Bei Prüfgerät mit serieller Schnittstelle kann ein geeigneter RS232/USB-Adapter genutzt werden. Leider entsprechen nicht alle USB-RS232 Adapter den Anforderungen für eine durchgehende und fehlerfreie Kommunikation. Labtec empfiehlt den Adapter Digitus® DA-70156

2) Bei Betrieb eines Prüfgerätes mit integriertem Mikrofon.